

<b>Základní cena (C1000): 179325,- Kč</b> <b>Doplatek (C1000): 43325,- Kč</b> <b>Základní cena (C1000S): 179325,- Kč</b> <b>Doplatek (C1000S): 43325,- Kč</b> <b>Základní cena (C1000H): 207963,- Kč</b> <b>Doplatek (C1000H): 71963,- Kč</b>  <b>Kód VZP: 0015829</b>	Zak. č.:  _____
---	-----------------------

**C 1000**  
**Elektrický vozík**  
 Obj. č. 490E32=20000  
 max. užitečná hmotnost 160 kg

**C 1000S**  
 Obj. č. 490E32=20000

**C 1000H**  
 Obj. č. 490E32=20000



### Základní vybavení

- 6 km/h
- 75 Ah gelové baterie
- Nabíječka
- Osvětlení
- Odpružení všech kol
- Servotronic
- Standardní sedák
- Sedací polštářek
- Bočnice
- Podnožky dělené (zatížení do 120 kg)
- Přední blatníčky

<input type="checkbox"/> Cenová nabídka	<input type="checkbox"/> Objednávka
<input type="checkbox"/> Příloha pro speciální úpravu	
Adresa pro fakturaci/číslo zákazníka	
Adresa pro dodání	
Konečný zákazník	Jméno
	.....
	Datum      Podpis

### Míry pacienta

Výška pacienta ..... cm      Hmotnost pacienta ..... kg

Údaje pro nastavení (bezpodmínečně nutné vyplnit!)			
Míry standardní sedačky			
Nastavení úhlu zádové opěrky	[ ] -9/1/11/21°	[ ] 0/10/20/30°	
Nastavení sklonu sedu SN	[ ] 0°	[ ] 3°	[ ] 6°
Nastavení výšky sedu SH (při 3° SN)	[ ] 45 cm	[ ] 50 cm	[ ] 55 cm   [ ] 60 cm
(Pouze pro stand. sedačku bez el. náklonu nebo nastav. výšky, SH 45 cm pouze pro standardní sedačku a sklon sedu 0°)			

Hloubka sedu ST..... cm      Šířka sedu SB..... cm (pouze Standard nebo Contour)

Míry pro všechny sedací systémy			
Nastavení délky bérce UL	25 ... 34 cm		..... cm
(bez sedacího polštáře, závislé na SH)	35 ... 44 cm		..... cm
	45 ... 54 cm		..... cm
Strana montáže ovládacího pultu	[ ] vpravo	[ ] vlevo	

Informace



EC 01 Sedačka Standard



EC 03 Sedačka Contour



EC 40 Recaro N-joy



EC 42 Zádová opěrka LX



EC 43 Zádová opěrka LT



EC 44 Sedací plocha F



EC 45 Sedací plocha X



EC 46 Sedací plocha W



EB 01 Podnožka dělená



EB 03 Podnožka plná



EB 20 Podnožka výškově stavitelná  
a otočná

Sedací systém			Kód VZP	Cena	Doplatek
EC 01	[ ]	Sedačka Standard malá (ST 38...46 cm, SB 38 ...42 cm)	-	-	-
EC 02	[ ]	Sedačka Standard velká (ST 42...50 cm, SB 43 ...48 cm)	-	-	-
EC 03	491C32=SK280 [ ]	Sedačka Contour malá (SB 38 ...42 cm, UL od 28 cm, SH ca. 52/57 cm závislá na UL)	0012083	14867,-	-
EC 04	491C32=SK290 [ ]	Sedačka Contour velká (SB 43 ...48 cm, UL od 28 cm, SH ca. 52/57 cm závislá na UL)	0012084	14867,-	-

Sedačky Recaro			Kód VZP	Cena	Doplatek
EC 40	491C32=SK170 [ ]	Recaro n-Joy (man. nastavitelná zádová opěrka)	0012076	11067,-	-
EC 41	491C32=SK180 [ ]	Recaro n-Joy-Plus (přizpůsobení na místě, man. nastav. zádová opěrka) Hloubka sedu ST 38 ... 56 cm Výchozí nastavení .....cm	0012077	26705,-	-

Modulární sedací systém Recaro			Kód VZP	Cena	Doplatek
EC 42	491D32=SK060 [ ]	Zádová opěrka LX (man. nastavitelná)	0012078	18721,-	-
EC 43	491D32=SK065 [ ]	Zádová opěrka LT (nastavitelné boční peloty, man. nastavitelná)	0012079	19878,-	-
EC 44	491C32=SK165 [ ]	Plocha sedu F (naplocho polstrované, plocha sedu sešitá s bočním vedením)	0012080	15858,-	-
EC 45	491C32=SK175 [ ]	Plocha sedu X (konturové boční vedení s prodloužením sedu)	0012081	19547,-	-
EC 46	491C32=SK185 [ ]	Plocha sedu W (naplocho vypolstrovaná s prodloužením sedu)	0012082	19547,-	-

**Veškeré sedačky Recaro s výškou sedu cca. 50/57 cm (v závislosti na UL) a také s opěrkou hlavy a brašnou v zádové opěrce (UL od 28 cm)**


Nastavení sedačky			Kód VZP	Cena	Doplatek
<b>Uvedte příslušný modul sedačky (Standard, Recaro nebo Contour) !</b>					
ED 50	491D32=ST070 [ ]	elektrické nastavení úhlu zádové opěrky (ne u Recaro n-Joy a Recaro n-Joy-Plus)	0012114	14206,-	-
EC 50	491C32=ST223 [ ]	elektr. náklon sedu 30° s přesunutím těžiště (sklon sedačky 0°)	0012115	22686,-	-
EB 50	491B32=ST142 [ ]	elektr. nastavení opěrky nohou s vyrovnáním délky (pár) (do 120 kg včetně Alu stupačky, nad 120 kg včetně nedělené Alu stupačky; UL při sedačce Standard od 27 cm, při sedačce Recaro a Contour od 32 cm)	0012116	24778,-	-
EC 55	491C32=ST401 [ ]	el. nastavení výšky sedu (do 40 cm, sklon sedu 0°) <b>max. nosnost 100 kg!</b>		28638,-	28638,-
EC 60	[ ]	el. nastavení výšky sedu (do 30 cm, sklon sedu 0°) <b>max. nosnost 200 kg!</b>		28638,-	28638,-

**Upozornění: Na standardním ovládacím pultu mohou být indikovány max. 3, na ovládacím pultu DELTA 4 funkce sedačky. U dalších elektrických opcí je pro indikaci zapotřebí LCD-modul. Uvedte sled funkcí!**

Varianty sedacích systémů			Kód VZP	Cena	Doplatek
EC 20	491N32=SK010 [ ]	Abdukční klín odnímatelný (pouze pro sedačku Standard)	0012071	4405,-	-
EC 30	491N32=SK020 [ ]	Odklápěcí abdukční klín (pouze pro sedačku Standard)	0012072	4515,-	-
ED 30	476D20=AR15-17 [ ]	The Back (nastavitelná pevná zádová opěrka, pouze pro sedačku Standard)	0012073	13270,-	-
EE 30	491D16=SK045 [ ]	Adaptér montážní soupravy pro opěrku hlavy (pouze pro sedačky Standard a Contour) <b>Informace o opěrkách hlavy viz. náš katalog příslušenství</b>	0012074	550,-	-
EC 10	491C32=SM146 [ ]	Sedací polštáře s potahem při inkontinenci (pouze pro sedačku Standard) <b>Informace o dalších polštářích viz. náš prospekt sedacích systémů s Floamem</b>	0012075	2202,-	-

Podnožky			Kód VZP	Cena	Doplatek
EB 01	[ ]	Podnožka dělená, s plastovými deskami, max. nosnost 120 kg	-	-	-
EB 02	491B32=PK075 [ ]	Podnožka dělená s Alu deskami, <b>max. nosnost 120 kg, (pár)</b> (plynule úhlově stavitelná, délka bérce UL u sedačky Standard do 50 cm)	0012088	8479,-	-
EB 04	491B32=SK175 [ ]	Podnožka XXL dělená, s Alu deskami, <b>max. nosnost 160 kg, (kus)</b> (plynule úhlově stavitelná, délka bérce UL u sedačky Standard do 50 cm)	-	5572,-	5572,-
EB 03	491B32=SK095 [ ]	Podnožka s plnou Alu deskou (plynule úhlově stavitelná, délka bérce UL u sedačky Standard do 50 cm)	0012089	8112,-	-
EB 20	491B32=ST245 [ ]	Podnožka mechanicky otočná s kompenzací délky, s Alu deskami, úhlově stavitelné, <b>max. nosnost 120 kg! (pár)</b> (UL u sedačky Standard od 27 cm, u sedačky Recaro- a Contour od 32 cm)	0012090	14206,-	-

Informace



ES 03 Zadní označovací cedule



EA 10 Blatníky kompletní



EU 04 Ovládací pult Delta



EU 07 Tlačítkový modul



EU 08 LCD modul



EU 09 Ovládání bradou

Možnosti pro opěrky rukou			Kód VZP	Cena	Doplatek
EE 33	491E32=PK060	<input type="checkbox"/> Opěrka ruky prodloužená s výřezem pro trubku zádové opěrky (1 pár) (u sedačky Recaro včetně)	0012095	2863,-	-
EE 34	491E32=SK075	<input type="checkbox"/> Adaptér loketní opěrky tuhý (kus) <b>Uvedte stranu montáže!</b> <input type="checkbox"/> vpravo <input type="checkbox"/> vlevo	0012096	168,-	-
EE 36	436S1=1-7	<input type="checkbox"/> Přidržovací pás ruky (kus) <input type="checkbox"/> vpravo <input type="checkbox"/> vlevo	0012098	330,-	-

Informace o loketních opěrkách a opěrkách ruky viz náš katalog příslušenství !

Barva rámu			Kód VZP	Cena	Doplatek
E0 03	<input type="checkbox"/>	saturnová modř, metalíza	-	-	-
E0 04	<input type="checkbox"/>	stříbrná metalíza	-	-	-
E0 05	<input type="checkbox"/>	červená metalíza	-	-	-
E0 06	<input type="checkbox"/>	světleoranžová metalíza	-	-	-
E0 07	<input type="checkbox"/>	zelená metalíza Grenny Smith	-	-	-
E0 99	<input type="checkbox"/>	speciální nátěr rámu (pouze program barev Otto Bock)			nutná kalkulace

Dezén pneumatik		Barva pneumatik		Kód VZP	Cena	Doplatek
EG 01	<input type="checkbox"/>	Žlábkový	EG03	<input type="checkbox"/>	šedá	-
EG 02	<input type="checkbox"/>	Hrubý	EG04	<input type="checkbox"/>	černá	-

Pohon			Kód VZP	Cena	Doplatek
ET 01	<input type="checkbox"/>	Pohon 6 km/h (standard)	-	-	-
ET 02	493T32=SK030	<input type="checkbox"/> Pohon 10 km/h (je zapotřebí pánevní pás, osvětlení, zadní označovací cedule a povolení k provozu na silnici)			

Baterie			Kód VZP	Cena	Doplatek
EU 00	<input type="checkbox"/>	Dvě aku. baterie 60 Ah s elektrolytem	-	-	-
EU 01	493U32=SK285	<input type="checkbox"/> Dvě gelové baterie 12V 75Ah (standard)	-	-	-
EU 02	493U32=SK081	<input type="checkbox"/> Nabíječka bez ventilátoru (nehlučná) pouze pro gelové baterie		6195,-	6195,-

Možnosti pro podvozek			Kód VZP	Cena	Doplatek
ES 03	491S32=ST085	<input type="checkbox"/> Zadní označovací cedule (je zapotřebí pro povolení k provozu na silnici)		1252,-	1252,-
EA 10	<input checked="" type="checkbox"/>	Blatník, kompletní	-	-	-
EA 16	<input type="checkbox"/>	Podvozek 200 kg (vč. pohon 10 km/h zesílený, Alu podnožka plná, bezpečnostní pneu a zesílené vypružení předu a vzadu; zesílená bočnice (rozšíření sedu na dotaz), SH max. 55 cm)	0012110	22686,-	-
EF 06	491F32=ST087	<input type="checkbox"/> Bezpečnostní pneu (plášť s vložkou) (kus)		2042,-	2042,-

Ovládání			Kód VZP	Cena	Doplatek
EU 04	493U32=SK015	<input type="checkbox"/> Ovládací pult Delta (úhlově stavitelný)	0012117	4680,-	-
EU 05	493U32=ST103	<input type="checkbox"/> Ovládání pro asistenta Delta (2)	0012122	33754,-	-
EU 06	493U32=K190	<input type="checkbox"/> Deskové ovládání Delta	0012118	14591,-	-

Uvedte stranu montáže !  vpravo  vlevo

EU 07	493U32=SK210	<input type="checkbox"/> Tlačítkový modul (ovládání max. 5 funkcí sedu bez LCD)		4659,-	4659,-
EU 08	493U32=SK115	<input type="checkbox"/> Programovatelný LCD, včetně ovládání LED	0012119	38709,-	-

LCD je zapotřebí pro následující speciální ovládání:

EU 09	493U32=ST409	<input type="checkbox"/> Ovládání bradou, el. odklopné (není vč. standardního ovládacího pultu)		42660,-	42660,-
-------	--------------	---	--	---------	---------

Uvedte stranu montáže!  vpravo  vlevo  přes hlavu

EU 11	493U36=SK120	<input type="checkbox"/> Ovládání foukáním/sáním (pouze s pohonem 6 km/h a sedačkami Recaro) (včetně standardního ovládacího pultu)	0012121	34414,-	-
EU 12	493U36=SK145	<input type="checkbox"/> Klávesnicové ovládání, kompletní	0012122	33754,-	-
EU 40	493U32=SK250	<input type="checkbox"/> Kalibrovatelný joystick, standardní, včetně multifunkčního tlačítka (včetně standardního ovládacího pultu)		27816,-	27816,-
EU 45	493U32=SK260	<input type="checkbox"/> Kalibrovatelný Joystick včetně multifunkčního tlačítka pro montáž do terapeutického stolku (včetně držáku LCD s husím krkem pro upevnění do terapeutického stolku a standardním ovládacím pultem)		32475,-	32475,-

Informace



EU 11 Ovládání sáním/foukáním



EU 12 Klávesnicové ovládání



EU 40 Kalibrovatelný joystick



EU 62 Infráčervený přijímač emulace myši



EU 64 Infráčervený spínač



EU 69 Knoflík Buddy Button



EU 71 5-polohový knoflík Piko Button



EU 23-28 Varianty joysticků



ES 20 Boční brašna



ES 30 Odkládací přihrádka na krytu aku.



EB 80 Boční pelota nohy



EP 51 Kalhotový pás

Možnosti ovládání		Kód VZP	Cena	Doplatek
EU 60	493U32=SK105 [ ]		31105,-	31105,-
EU 61	493U32=SK134 [ ]		32703,-	32703,-
EU 62	493U32=SK133 [ ]		7628,-	7628,-
EU 63	493U32=ST114 [ ]		6029,-	6029,-
EU 64	493U32=SK137 [ ]		5253,-	5253,-
EU 65	493U32=SK138 [ ]		5253,-	5253,-
EU 66	493U32=SK139 [ ]		5253,-	5253,-
EU 67	493U36=SK130 [ ]		4065,-	4065,-
EU 68	493U36=SK095 [ ]	0012124	2753,-	-
EU 69	PR0150006305 [ ]	0012125	10682,-	-
EU 70	493U32=ST177 [ ]		1621,-	1621,-
EU 71	493U32=ST178 [ ]		5800,-	5800,-
EU 21	493U32=SK180 [ ]	0012127	2852,-	-
EU 29	493U32=ST132 [ ]	0012128	550,-	-
EU 20	493U32=ST131 [ ]	0012126	6057,-	-
EU 22	[ ]		711,-	711,-
EU 30	493U32=SK170 [ ]	0012169	3193,-	-
EU 32	493U32=SK175 [ ]	0012974	4350,-	-
EU 23	493U36=SK150 [ ]	0012975	1468,-	-
EU 24	493U32=ST121 [ ]	0012976	881,-	-
EU 25	493U32=SK122 [ ]	0012977	991,-	-
EU 26	493U36=SK160 [ ]	0012978	2092,-	-
EU 27	493U36=SK165 [ ]	0013226	2753,-	-
EU 28	493U36=SK170 [ ]	0013237	6497,-	-
EU 33	493U36=ST091 [ ]	0013345	3524,-	-
EU 50	493U36=SK180 [ ]		14753,-	14753,-
EU 55	493U36=SK190 [ ]		32703,-	32703,-
<b>Příslušenství všeobecně</b>		<b>Kód VZP</b>	<b>Cena</b>	<b>Doplatek</b>
ES 10	491S32=ST091 [ ]		14610,-	14610,-
ES 20	491S32=ST042 [ ]		2695,-	2695,-
ES 22	491S32=ST004 [ ]		580,-	580,-
ES 24	491S32=ST001 [ ]		859,-	859,-
ES 30	491S32=SV014 [ ]		1160,-	1160,-
ES 32	491S32=ST006 [ ]	0012108	4900,-	-
ES 35	491S32=SK030 [ ]		6212,-	6212,-
EZ 80	481G00=ST307 [ ]		1133,-	1133,-
ES 37	[ ]		2558,-	2558,-
EA 60	[ ]		940,-	940,-
ES 38	[ ]		1534,-	1534,-

<b>EB 80</b> 491B32=PK160	[ ]	Boční nožní pelota pro elektricky a mechanicky výškově stavitelné podnožky (pár)		1946,-	1946,-
<b>EZ 52</b> 491S32=ST005	[ ]	Sada nářadí		777,-	777,-
<b>EP 51</b> 491P32=ST012	[ ]	Systém kalhotových pásů statický, vč. upevňovacího držáku (pouze pro sedačku Recaro)	0012092	5231,-	-
<b>EP 60</b> PR0409500000	[ ]	Bezpečnostní pás na suchý zip, pro montáž v úrovni hrudi (pouze pro sedačku Recaro)	0012093	5781,-	-
<b>EP 65</b> 491P32=ST009	[ ]	Pánevní pás se zámkem	0012094	991,-	-
<b>EB 70</b> PR3004200000	[ ]	Fixační pásy pro Alu desky podnožek (přiloženo s montážním příslušenstvím) (pár)	0012091	2477,-	-

**Nájezdová rampa - na dotaz!**