

PARAMOBILE

... pozvedne Váš život.

Nová perspektiva

Paramobil kombinuje dvě funkce: bezpečnou jízdu vsedě a stání ve vzpřímené, stabilní pozici. Paramobil je velice snadno ovladatelný a bezpečný. Díky robustní konstrukci a dvěma vysoce výkonným motorům je schopen zvládnout stoupání do 30° a boční náklon do 17°. Díky široké variabilitě komponentů a flexibilnímu nastavení se dá velmi snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Uživatelé paramobilu mají možnost poznat zcela nový pocit svobody a nezávislosti. Kromě pocitu dívání se z očí do očí má vzpřímená pozice terapeutický efekt na krevní cirkulaci, pomáhá zažívání, redukuje spasticitu a předchází kloubní kalcifikaci.



Kde si můžete SuperFour a Paramobile vyzkoušet?

- 12. 3. 2008 Golf Club Praha - Motol
- 14. 3. 2008 Pěší zóna před poštou (K. Vary)
- 15.-18. 4. 2008 PRAGOMEDICA (Praha)
- 31. 5. 2008 Pražská jamka (Golf Club Praha - Motol)
- 21.-24. 10. 2008 HOSPIMedica (Brno)

Informace o produktech a dalších akcích na tel.:
+420 724 557 444 (Petr Rusek DiS.)



Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



PARAMOBILE



Paramobile SuperFour

Otto Bock ČR s.r.o.
Protická 460, 33008 Zruč-Senec
Tel.: +420 377 825 044, Fax: +420 377 825 036
email@ottobock.cz, www.ottobock.cz
Odborná konzultace: +420 724 557 444

SuperFour®

... inovativní vozík pro náročné.

Vše pod kontrolou

SuperFour je konstruován tak, aby zvládl veškeré překážky v přírodě a obstál i v těch nejnáročnějších situacích. Je vybaven čtyřmi silnými elektromotory a díky nezávislému zavěšení a pohonu všech kol překoná i obtížné nástrahy terénu, včetně stoupání až do 22°. Vozík je snadno ovladatelný díky ergonomicky tvarované joysticku a natáčení všech čtyř kol.





Nový zážitek

SuperFour je vybaven hybridním pohonem, což znamená, že při snížení kapacity baterií je možné nastartovat velmi tichý benzínový motor, který dobíjí baterie. S tímto hybridním pohonem má SuperFour dojezd více než 200 km, dovolí jeho uživateli cestovat na místech, která pro něho byla dříve nedostupná a nabádá Vás pustit se do překážek, které omezovaly Vaši svobodu.



jednotka posouvá do přední části vozíku. Vozík je vybaven senzory, které alarmují při překonání pomyslné hranice stability. Pro další zvýšení bezpečnosti má SuperFour halogenové světlomety, které oceníte zvláště v noci a za nepříznivého počasí. Vozík je možné dovybavit střechou, ramenem pro naložení mechanického vozíku a dalšími doplňky tak, aby splnil všechny Vaše představy.

198 cm	Celková délka
110 cm	Celková šířka
175 cm	Celková výška
298 kg	Hmotnost
120 kg	Nosnost
460 cm	Poloměr otáčení
15 km/h	Rychlost
cca 200 km	Dojezd
20"	Velikost pneumatik
22°	Úhel stoupání
140 cm	Rozvor
1,2 kW při 4000 ot./min.	Výkon
2,2 kW při 6300 ot./min.	
100 ccm	Obsah



PARA Family

S výbavou PARAFAMILY můžete dělat všechny věci, které jsou nemožné s normálním elektrickým nebo mechanickým vozíkem. Můžete si hrát s dětmi ve sněhu, vzít psa na procházku do přírody nebo na pláž a podniknout další aktivity, které dovolují off-road vlastnosti tohoto vozíku. Výbava PARAFAMILY zahrnuje plošinu na zavazadla a schránku na nápoje.



149 cm	Celková délka
89 cm	Celková šířka
81-89 cm	Celková výška
180 kg	Hmotnost
140 kg	Nosnost
190 cm	Poloměr otáčení
10km/h	Rychlost
cca 35 km	Dojezd
16" / 10"	Velikost pneumatik
30°	Úhel stoupání
< 17°	Boční náklon
40-46 cm	Šířka sedu
36-51 cm	Hloubka sedu
52-55 cm	Délka bérce



PARA Golfer

PARAGOLFER je speciálně navržen pro golfový sport. Jeho váha je co nejmenší (třetina váhy golfového vozíku), aby nepoškodila green. Uživatelé PARAGOLFERU mají možnost hrát golf ve stejné pozici jako nehandicapovaní hráči. Zahrát míč mohou dokonce z každého bunkru.



PARA Scout

Paket PARASCOUT vám umožní znovu si užít pocit svobody při potulování lesem, jízdou po nezpevněných cestách nebo výlet na ryby. Individuální přizpůsobení nemůže být snazší díky široké škále příslušenství zahrnující držák rybářského prutu, držadla pro překonávání obtížnějších terénů, nebo speciální rameno pro uchycení vodička na psa.



Inovativní po všech stránkách

SuperFour je propracován do nejmenších detailů, které představují nejvyšší úroveň jakosti a užitných vlastností. Mezi tyto detaily patří i sedací jednotka, která se přizpůsobuje sklonu vozíku. Dokáže vás držet stále ve stejné, vámi zvolené pozici, i když pojedete ze svahu nebo po rovině. Pro snadné nastupování a vystupování se sedací

