

Taleo Vertical Shock 1C51

Chodidlo připravené žít.

Taleo Vertical Shock jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede.

Optimální cesta je připravena:

- Vysoká schopnost torze (+/- 10°) odlehčuje pahýl a společně s vertikálním tlumením rázů (až do 15 mm) zajišťuje uživateli při chůzi a dalších aktivitách větší komfort
- Dvojité planžety a pružná karbonová základna podporují hladký odval chodidla a efektivní návrat nahromaděné energie při jakékoliv rychlosti chůze
- Jedinečné flexibilní spojení karbonových planžet přednoží dokáže chodidlo optimálně přizpůsobovat různým typům terénu
- Třemi různými patními klíny nastavíte úroveň tlumení rázů podle potřeby

Více než jen chodidlo.
Je to základ každé protézy.

NOVINKA



Odlehčení pahýlu
a zvýšení komfortu

Hladký odval

Energeticky
efektivní chůze

Přizpůsobí se
každému terénu

Technické údaje

Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	150 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	22–30 cm
Kosmetický kryt chodidla	Úzký tvar s podpatkem 15 +/- 5 mm (velikost 22–25 cm) Normální tvar s podpatkem 10 +/- 5 mm (velikost 24–30 cm)
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost bez kosmetického krytu*	751 g
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	980 g
Stavební výška	185 mm (s normálním kosmetickým krytem*)
Ostatní	Možná torze v rozsahu ± 10°; vertikální tlumení rázů až do 15 mm

* Pro velikost 26 cm



Odolné proti
povětrnostním
vlivům

