

Taleo Low Profile 1C53

Chodidlo připravené žít.

Taleo jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede.

Optimální cesta je připravena:

- Pro uživatele s dlouhými pahýly a omezenou světlou výškou
- Dvojitě planžety a pružná karbonová základna zajistí uživateli hladký odval chodidla a efektivní návrat nahromaděné energie při jakékoli rychlosti chůze
- Jedinečné flexibilní spojení karbonových planžet přednoží dokáže chodidlo optimálně přizpůsobovat různým typům terénu
- Pyramidová konstrukce umožňuje lépe kontrolovat odval a pohyb vpřed, což bývá u nízkoprofilových chodidel problematické
- Nastavitelná úroveň tlumení rázů díky třem různým patním klínům
- Odolné proti sladké, slané i chlorované vodě
- Odtokové kanálky v adaptéru a otvory vespod kosmetického krytu chodidla zabraňují hromadění vody v protěze



Technické údaje

Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	150 kg
Velikosti	22–30 cm
Kosmetický kryt chodidla	Úzký tvar s podpatkem o výšce 15 +/- 5 mm (velikost 22–25 cm) Normální tvar s podpatkem 10 +/- 5 mm (velikost 24–30 cm)
Hmotnost bez kosmetického krytu*	355 g
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	584 g
Stavební výška	65 mm (s normálním kosmetickým krytem*)

* Pro velikost 26 cm



